

CAVO PAZIENTE ECG 2,2 m - snap - compatibile Biocare, Edan, Nihon, altri



Cavo Paziente ECG 10 Derivazioni Snap 2,2 m Compatibile Multimarca

CAVO PAZIENTE ECG 10 DERIVAZIONI

- Derivazioni: Snap
- Lunghezza cavo (Lunghezza dal connettore al giogo): 2,2 m COMPATIBILITA' (MARCHIO E MODELLI)
- BIOCARE: ECG101, 101G, 300, 300G, 6010, 8080, 3030, 9801, 9803, 9803G, 1200, 3000, 3010, 3030, 6010, 1210, 1216, 1230 (12 canali), 9803, iE101, iE300
- BIOLIGHT: BLT-1203, E12A, E12, E65, E70, E80
- CAREWELL: ECG-1101B/G, -1103B/G/W/L/LW, PCECG-50 e tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini (tranne -1106L, -1112L/M, T10, T12)

- COMEN: H3, H12, CM100, 300, 600, 1200, 1200A, 1200B e tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini
- EDAN: SE-1, -3, -3WS, -100, -300, -6, -600, -12, -12 express, -1200, -1200 express, -1010 (non wireless). SE-601A-B-C, -1201, ST-1212, SE-12 express
- FAZZINI: Tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini
- INTERMED: ECG-1101B/G, -1103B/G/W/L/LW, PCECG-50, tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini (tranne 1106L, -1112L/M, T10, T12)
- MINDRAY: DECG-Q3A, BeneHeart R3, BeneHeart R12
- NIHON KOHDEN: Cardiofax C, Cardiofax M, Cardiofax Q, Cardiofax S, Cardiofax V. ECG-1150, ECG-1250, ECG-1250A, ECG-1250K, ECG-1350, ECG-1350A, ECG-135DK, ECG-2150, ECG-2250, ECG-2350, ECG-9010, ECG-9020, ECG-9022, ECG-9110, ECG-9110K, ECG-9130, ECG-9130K, ECG-9132, ECG-9620, ECG-9620L, PEA-1110, ECG-651
- SINOHERO: SE101, SE505, SE508, SE600, SE1200, SE1200 Light e i modelli con connettore Dsub 15 piedini
- SONOSCAPE: Tutti i modelli con connettore Dsub 15 piedini
- SONOSTAR: SE-1 , -1A, -3, -3B, -3C, -6, -6A, 12A, -12B, -12P, Ebox-1 e i modelli con connettore Dsub 15 piedini
- SPACELABS: 54002 54003 - 2 CardioExpress SL3, SL6, SL12
- ZONCARE: ZQ-1201, -1201G, -1203, -1203G, -1203S, -1206, -1212, IMAC730

Cavi paziente compatibili per elettrocardiografia e test da sforzo. Per garantire la sicurezza del paziente in qualsiasi circostanza, tutti i cavi sono dotati di un dispositivo di protezione dalla defibrillazione. La qualità è garantita dal design, dal processo di fabbricazione e dalle prove finali eseguite con stazioni di lavoro computerizzate. Lunghezza standard dei cavi pari a 2,2 m (dal connettore al giogo), derivazioni per il torso 0,76 m, derivazioni per gli arti 1,2 m. Alcuni cavi hanno lunghezza pari a 3,5 m per migliorare l'usabilità nelle prove sotto sforzo. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO.

Ideale come ricambio o sostituzione del cavo originale, rappresenta una soluzione professionale per mantenere elevata l'efficienza delle apparecchiature ECG.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve un cavo paziente ECG?

Serve a collegare gli elettrodi al dispositivo ECG per la registrazione dell'attività cardiaca.

Quante derivazioni supporta?

Supporta 10 derivazioni ECG standard.

Quale lunghezza ha il cavo?

Il cavo ha una lunghezza totale di 2,2 metri.

È compatibile con Biocare ed Edan?

Sì, è compatibile con diversi modelli Biocare, Edan, Nihon Kohden e altre apparecchiature compatibili.

Che tipo di connessione utilizza?

Utilizza connessione Snap per elettrodi ECG.

Cavo paziente ECG 10 derivazioni con attacco Snap e lunghezza 2,2 metri.

Compatibile con Biocare, Edan, Nihon Kohden e altri elettrocardiografi professionali.