

# TELO SALMA VINILE-NYLON - azzurro

## BODY BAG VINYL COVERED NYLON

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

### PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 210 x 90 cm

- questo prodotto è un sacco destinato a contenere il corpo umano.
- è realizzato in PVC, materiale robusto e isolato.
- la capacità di carico del prodotto è 150 kg.
- questo prodotto è smaltibile.

### SEGUIRE LA PROCEDURA PER L'USO DEL PRODOTTO

1. Aprire la cerniera del sacco.
2. Caricare il corpo e chiudere le cerniere degli strati interno ed esterno.
3. Procedere con il trasporto.










### AVVERTENZA

Se la salma trasportata può essere una fonte di infezioni, il personale addetto al trasporto deve indossare le protezioni.

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Da -15°C a + 70°C.

### SIMBOLI

	Codice prodotto
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso
	Dispositivo medico
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745
	Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Conservare al riparo dalla luce solare
	Numero di lotto

**REF** 34117

**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)  
Made in China

**MD** **CE**