

SUPPORTO staffa per VENTILATORE DI EMERGENZA SHANGRILA 510S cod. 56600 - per ambulanza



SUPPORTO STAFFA PER VENTILATORE DI EMERGENZA SHANGRILA 510S cod. 56600

Supporto per ambulanza - optional

Il supporto per ambulanza per [ventilatore Shangrila 510S cod. 56600](#) è un accessorio progettato per consentire l'installazione sicura e stabile del ventilatore di emergenza all'interno di mezzi di soccorso e veicoli sanitari. Realizzato per garantire affidabilità durante il trasporto e nelle situazioni operative più impegnative, rappresenta una soluzione indispensabile per il corretto fissaggio dell'apparecchiatura.

Questo supporto è stato sviluppato specificamente per il ventilatore di emergenza [Shangrila 510S](#), assicurando una perfetta compatibilità e una gestione pratica del dispositivo durante

gli interventi di emergenza. La struttura robusta contribuisce a ridurre vibrazioni e movimenti indesiderati durante la marcia del veicolo, migliorando sicurezza e funzionalità operativa.

Ideale per ambulanze, mezzi di soccorso avanzato, unità mobili di emergenza e organizzazioni sanitarie che necessitano di mantenere il ventilatore sempre pronto all'uso e facilmente accessibile. L'installazione del supporto permette una migliore organizzazione degli spazi interni e una maggiore protezione dell'apparecchiatura durante il trasporto.

FAQ - Domande e Risposte

Per quale dispositivo è compatibile questo supporto?

È progettato per il [ventilatore di emergenza Shangrila 510S](#).

Può essere installato su un'ambulanza?

Sì, è un supporto dedicato all'utilizzo su ambulanze e mezzi di soccorso.

Qual è la funzione principale del supporto?

Consente il fissaggio stabile e sicuro del ventilatore durante il trasporto.

È un accessorio originale dedicato al modello Shangrila?

Sì, è specificamente sviluppato per il modello [Shangrila 510S](#).

È adatto all'uso professionale sanitario?

Sì, è destinato a operatori del soccorso, servizi di emergenza e strutture sanitarie.

Supporto staffa per [ventilatore di emergenza Shangrila 510S](#) cod. 56600 per ambulanza.

Accessorio professionale per fissaggio sicuro su mezzi di soccorso.