

## MASCHERINA MONOUSO N. 1 - infante



### **Mascherina N° 1 - neonato/large - rosa**

MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA - LATEX FREE

Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente. Fornite di connettore per gonfiaggio e gancio. Disponibile in 7 misure.

La mascherina è destinata a uso singolo e offre elevati standard di igiene e sicurezza. Disponibile in diverse misure, la versione N.1 è specificamente studiata per pazienti infanti e neonatali, assicurando una ventilazione efficace e delicata.

---

### **FAQ - Domande e Risposte**

#### **La mascherina è adatta ai neonati?**

*Sì, la misura N.1 è progettata specificamente per infanti e pazienti neonatali.*

#### **Il prodotto contiene lattice?**

*No, la mascherina è completamente latex free.*

**È riutilizzabile?**

*No, si tratta di un dispositivo monouso.*

**A cosa serve il cuscino d'aria gonfiabile?**

*Il cuscino migliora l'aderenza al viso del paziente aumentando comfort ed efficacia della ventilazione.*

**Può essere utilizzata con sistemi di ventilazione standard?**

*Sì, il connettore è compatibile con i principali dispositivi medicali per anestesia e ventilazione.*

Mascherina monouso N.1 per infante con cuscino d'aria gonfiabile latex free.

Ideale per anestesia, ventilazione e rianimazione pediatrica professionale.