

MASCHERINA MONOUSO N. 2 - bambino



Mascherina N° 2 - bambino - gialla

MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA - LATEX FREE

Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente. Fornite di connettore per gonfiaggio e gancio. Disponibile in 7 misure.

La versione N.2 è studiata appositamente per bambini e garantisce elevati standard di sicurezza e igiene grazie alla sua natura monouso. Il design ergonomico e il cuscino gonfiabile assicurano una ventilazione efficace riducendo le dispersioni d'aria.

Disponibile in differenti misure, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione respiratoria pediatrica professionale.

FAQ - Domande e Risposte

La mascherina è adatta ai bambini?

Sì, la misura N.2 è specificamente progettata per uso pediatrico.

Il prodotto contiene lattice?

No, la mascherina è completamente latex free.

È un dispositivo riutilizzabile?

No, è una mascherina monouso professionale.

A cosa serve il cuscino d'aria gonfiabile?

Serve a migliorare l'aderenza al viso e aumentare l'efficacia della ventilazione.

È compatibile con sistemi di ventilazione standard?

Sì, il connettore standard è compatibile con i principali dispositivi medicali.

Mascherina monouso N.2 per bambino con cuscino d'aria gonfiabile latex free.

Ideale per anestesia, ventilazione e rianimazione pediatrica professionale.