

## MASCHERINA MONOUSO N. 3 - bambino/large



### **Mascherina N° 3 - bambino large - rossa**

MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA - LATEX FREE

Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente.

Fornite di connettore per gonfiaggio e gancio. Disponibile in 7 misure.

La mascherina monouso N. 3 bambino/large è un dispositivo medico progettato per anestesia, ventilazione e procedure respiratorie pediatriche. Realizzata con cuscino ad aria gonfiabile, garantisce una perfetta aderenza al viso del paziente migliorando comfort ed efficacia durante l'utilizzo in ambito ospedaliero, ambulatoriale o di emergenza.

Questa maschera monouso latex free è indicata per uso pediatrico e consente un'elevata sicurezza igienica grazie alla struttura usa e getta. Il design ergonomico e il cuscino morbido assicurano una tenuta ottimale durante ventilazione manuale, anestesia o supporto respiratorio. È fornita con connettore per gonfiaggio e gancio di fissaggio per una gestione pratica e veloce durante le procedure cliniche.

Ideale per reparti di pronto soccorso, anestesia, terapia intensiva e ambulanze, la mascherina monouso GIMA rappresenta una soluzione affidabile per professionisti sanitari che necessitano di dispositivi sicuri, pratici e pronti all'uso.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A chi è destinata questa mascherina?**

*È progettata per pazienti pediatrici nella misura bambino/large.*

##### **La mascherina è latex free?**

*Sì, è completamente priva di lattice.*

##### **Può essere riutilizzata?**

*No, è una mascherina monouso usa e getta.*

##### **È adatta per anestesia e ventilazione?**

*Sì, è indicata per anestesia e supporto respiratorio.*

##### **Il cuscino è gonfiabile?**

*Sì, dispone di cuscino ad aria gonfiabile per migliorare comfort e tenuta.*

Mascherina monouso N. 3 bambino/large latex free con cuscino ad aria gonfiabile per anestesia e ventilazione pediatrica professionale.