

MASCHERINA MONOUSO N. 4 - adulto



Mascherina N° 4 - adulti - verde

MASCHERINE CON CUSCINO D'ARIA GONFIABILE - ANESTESIA - LATEX FREE

Mascherine usa e getta di qualità, monopaziente. Fornite di connettore per gonfiaggio e gancio. Disponibile in 7 misure.

La versione N.4 è studiata per pazienti adulti e garantisce comfort, sicurezza e massima igiene grazie alla sua natura monouso. Il design ergonomico e il cuscino gonfiabile aiutano a limitare le dispersioni d'aria assicurando una ventilazione più efficace.

Disponibile in differenti misure, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione professionale delle vie respiratorie.

FAQ - Domande e Risposte

La mascherina è adatta agli adulti?

Sì, la misura N.4 è specificamente progettata per pazienti adulti.

Il prodotto contiene lattice?

No, la mascherina è completamente latex free.

È riutilizzabile?

No, è un dispositivo monouso professionale.

A cosa serve il cuscino d'aria gonfiabile?

Migliora l'aderenza al volto e aumenta l'efficacia della ventilazione.

È compatibile con sistemi di ventilazione standard?

Sì, il connettore standard è compatibile con i principali dispositivi medicali.

Mascherina monouso N.4 adulto con cuscino d'aria gonfiabile latex free.

Ideale per anestesia, ventilazione e rianimazione professionale ospedaliera.