

## **SILVERCEL 3M MEDICAZIONE ANTIMICROBICA NON ADERENTE IN IDROALGINATO CON ARGENTO 11x11 cm conf. 10 pz.**



3M™ SILVERCEL™ MEDICAZIONE ANTIMICROBICA IN IDROALGINATO CON ARGENTO Codice 3M™: CAD7011 Silvercel™ non aderente 11x11 cm Minimo vendita: conf. da 10 La medicazione 3M™ Silvercel™ è una compressa sterile in tessuto non tessuto composta da alginato, carbossimetilcellulosa (CMC) e fibre di nylon rivestite d'argento, che contribuisce a mantenere umido l'ambiente della ferita. L'eccellente capacità di assorbimento dei fluidi e la durevole attività antimicrobica rendono questa medicazione ideale per ferite croniche, con livelli di essudato da moderati ad alti: ulcere da pressione, venose e neuropatiche (diabetiche); siti donatori; ferite post-operatorie; ferite da trauma, ecc. L'effetto antimicrobico è garantito da un rilascio sostenuto di ioni d'argento, che possono durare fino a 7 giorni. Questa medicazione agisce contro un ampio spettro di germi patogeni presenti nella ferita, tra cui MRSA, MRSE e VRE. Tecnologia Easylift™ La tecnologia Easylift™ Precision Film è incorporata in uno strato non aderente a contatto con la ferita. Consente una rimozione indolore e protegge efficacemente il tessuto appena formato, riducendo nel contempo al minimo il distacco di fibre.