

TEGADERM ALGINATE 3M - MEDICAZIONE IN ALGINATO DI CALCIO AD ALTA INTEGRITÀ 5x5 cm conf. 10 pz.



3M™ TEGADERM™ ALGINATE Codice 3M™: 90110 Tegaderm™ Alginate medicazione ad alta integrità 5x5 cm La medicazione in alginato di calcio ad alta integrità 3M™ Tegaderm™ contribuisce a mantenere un ambiente umido ottimale per la cicatrizzazione delle ferite da moderatamente ad altamente essudanti. Questa medicazione primaria è altamente conformabile, morbida, assorbente, sterile. Reagendo all'essudato delle ferite, forma una massa gelatinosa che mantiene un ambiente umido idoneo per la cicatrizzazione. La struttura ad alta integrità facilita la rimozione della medicazione, in grado inoltre di controllare piccole emorragie e facilitare lo sbrigliamento autolitico. Richiede una medicazione secondaria appropriata. Compatibile con medicazioni coprenti 3M. Indicata per:

- Ulcere da pressione, venose e neuropatiche (diabetiche)
- Ferite, tagli e abrasioni superficiali
- Siti donatori
- Ferite post-operatorie
- Ferite da trauma
- Altre lesioni dermatologiche