

TEGADERM 3M MEDICAZIONE IN FOAM CON BORDI IN SILICONE 15x17 cm conf. 10 pz.



3M™ TEGADERM™ SILICONE FOAM Codice 3M™: 90647 Tegaderm™ Silicone Foam medicazione con bordo 15x17 cm - sacro La medicazione con bordo 3M™ Tegaderm™ Silicone Foam è utilizzabile con terapie di compressione e può gestire vari livelli di essudato, da basso a elevato. Delicata anche su cute fragile, non danneggia la ferita, la zona perilesionale o la cute circostante. Ottime proprietà in termini di adesione e tempo di utilizzo. - L'adesivo avanzato consente di sollevare la medicazione e riposizionarla più volte per controllare la ferita, senza perdere le proprietà adesive. - L'innovativo sistema a raggiera consente di applicare la medicazione in modo accurato e con facilità in posizioni difficili quali il sacro. - L'esclusiva struttura multistrato assorbe e lascia evaporare l'umidità adattandosi a livelli variabili di essudato, mantenendo un ambiente ottimale per la cicatrizzazione delle ferite. - La medicazione è morbida e conformabile, con un bordo sottile e discreto che contribuisce a ridurre al minimo l'arrotolamento e il sollevamento della medicazione, che possono compromettere l'aderenza e ridurre il tempo di utilizzo. - Il supporto costituito da un film adesivo funge da barriera protettiva contro batteri e virus esterni. - È impermeabile e può essere indossata durante la doccia. Indicata per: - Gestione delle ferite - Prevenzione ulcere/lesioni da pressione - Copertura di tubi/dispositivi o uso sotto compressione