

**SCOTCHCAST 3M 7,5 cm x 3,65 m - rosso conf. 10
pz.**



BENDA SINTETICA RIGIDA 3M™ Scotchcast™ Plus • Codice 3M: 82003 • Colore: Rosso • Dimensioni: 7,5 cm x 3,65 m Una benda sintetica leggera, resistente e durevole che combina i vantaggi della fibra di vetro della benda con la maneggevolezza del gesso. - La resina attivabile con l'acqua permette di controllare il tempo di lavoro in base alle esigenze di applicazione - Grazie all'elevata resistenza raggiunta velocemente, si ottiene un apparecchio caricabile dopo 20 minuti e durevole, con rischi inferiori di rottura e minori costi legati alla riparazione o sostituzione - Leggero per una facile mobilità - Si estende e si conforma bene ai contorni anatomici, per un apparecchio più confortevole e adattabile - La trama porosa consente alla cute di respirare