

## SOFTCAST 3M 2,5 cm x 1,8 m - bianco conf. 10 pz.



3M™ SOFT-CAST™ BENDA SINTETICA SEMIRIGIDA • Codice 3M: 82101 • Colore: Bianco • Dimensioni: 2,5 cm x 1,8 m Benda sintetica in fibra di vetro che non indurisce fino a risultare completamente rigida, ma rimane flessibile e morbida anche al completamento dell'asciugatura. - i bordi morbidi pieghevoli migliorano il confort del paziente - utilizzabile in combinazione con stecche rigide in fibra di vetro grazie al confort offerto dai bordi morbidi Applicazioni consigliate: - medicina sportiva: distorsioni del pollice, del polso e della caviglia - ortopedia pediatrica: ingessatura seriale per trattamento del piede torto - ortopedia generale: ingessatura secondaria, ingessatura ibrida, corsetti - ergoterapia: stecche amovibili