

## **SOFTCAST 3M 7,5 cm x 3,65 m - blu conf. 10 pz.**



3M™ Soft-Cast™ Benda sintetica semirigida • Codice 3M: 82103 • Colore: Blu • Dimensioni: 7,5 cm x 3,65 m Benda sintetica in fibra di vetro che non indurisce fino a risultare completamente rigida, ma rimane flessibile e morbida anche al completamento dell'asciugatura. - i bordi morbidi pieghevoli migliorano il confort del paziente - utilizzabile in combinazione con stecche rigide in fibra di vetro grazie al confort offerto dai bordi morbidi Applicazioni consigliate: - medicina sportiva: distorsioni del pollice, del polso e della caviglia - ortopedia pediatrica: ingessatura seriale per trattamento del piede torto - ortopedia generale: ingessatura secondaria, ingessatura ibrida, corsetti - ergoterapia: stecche amovibili