

STOCKINET 3M 2,5 cm x 22,8 m



MAGLINA SINTETICA 3M™ STOCKINET™ • Codice 3M: MS01 • STOCKINET™ 2,5 cm x 22,8 m

Maglina tubolare sintetica in fibre di poliestere, utilizzata come protezione della cute del paziente al di sotto degli apparecchi gessati sintetici. Non è un prodotto sterile, ma è sterilizzabile a vapore in autoclave. Idrorepellente e quindi adatta per l'uso con Soft Cast per ottenere un apparecchio impermeabile. Adatto per l'uso con tutti materiali di immobilizzazione, gessi e bende sintetiche.