

## **STOCKINET 3M 7,5 cm x 22,8 m**



**MAGLINA SINTETICA 3M™ STOCKINET™ • Codice 3M: MS03 • STOCKINET™ 7,5 cm x 22,8 m**

Maglina tubolare sintetica in fibre di poliestere, utilizzata come protezione della cute del paziente al di sotto degli apparecchi gessati sintetici. Non è un prodotto sterile, ma è sterilizzabile a vapore in autoclave. Idrorepellente e quindi adatta per l'uso con Soft Cast per ottenere un apparecchio impermeabile. Adatto per l'uso con tutti materiali di immobilizzazione, gessi e bende sintetiche.