



STOCKINET 3M 10 cm x 22,8 m

MAGLINA SINTETICA 3M™ STOCKINET™ • Codice 3M: MS04 • STOCKINET™ 10 cm x 22,8 m

Maglina tubolare sintetica in fibre di poliestere, utilizzata come protezione della cute del paziente al di sotto degli apparecchi gessati sintetici. Non è un prodotto sterile, ma è sterilizzabile a vapore in autoclave. Idrorepellente e quindi adatta per l'uso con Soft Cast per ottenere un apparecchio impermeabile. Adatto per l'uso con tutti materiali di immobilizzazione, gessi e bende sintetiche.