

MICROFOAM 3M 50 mm x 5 m conf. 6 pz.



3M™ Microfoam™ nastro chirurgico Nastro in schiuma elastica altamente conformabile che si estende per applicazioni di compressione o per effettuare medicazioni su aree difficili. Allungamento multidirezionale per adattarsi a gonfiori o garantire comfort. Adesione delicata e sicura su siti con profili irregolari. Resistente all'acqua. Ipoallergenico e non realizzato con lattice di gomma naturale. • Codice 3M: 1528-2 • Dimensioni: 50 mm x 5 m