

PAD SOTTO GESSO 7,5 cm x 2,7 m conf. 12 pz.



Cotonina Sintetica Antidecubito 3M™ • Codice 3M: MW03 • Dimensioni: 7,5 cm x 2,7 m
Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile. Resistente, ma facile da strappare. - Cotonina sintetica per ingessature - Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile - Facile da strappare - Idonea per l'utilizzo con tutti i materiali in gesso