

## **Pad Sotto Gesso 3M 7,5 cm x 2,7 m conf. 12 pz.**



### **PAD SOTTO GESSO 3M 7,5 CM X 2,7 M - CONF. 12 PZ**

Cotonina Sintetica Antidecubito 3M™

- Codice 3M: MW03
- Dimensioni: 7,5 cm x 2,7 m

Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile. Resistente, ma facile da strappare.

- Cotonina sintetica per ingessature
- Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile
- Facile da strappare
- Idonea per l'utilizzo con tutti i materiali in gesso

Il Pad sotto gesso 3M 7,5 cm x 2,7 m è una cotone sintetico per ingessature realizzata in poliestere non tessuto, poroso e altamente conformabile. Progettato per offrire protezione e comfort durante l'applicazione di apparecchi gessati, garantisce un'imbottitura uniforme tra

la cute e il materiale rigido.

La struttura leggera e traspirante favorisce la circolazione dell'aria, contribuendo a ridurre il rischio di irritazioni cutanee e punti di pressione. Il materiale è resistente ma facilmente modellabile e semplice da applicare, adattandosi perfettamente alle diverse anatomie.

Indicato per utilizzo in ambito ortopedico, ambulatoriale e ospedaliero, è compatibile con tutti i principali materiali per gessature. La confezione da 12 pezzi lo rende una soluzione pratica per studi medici e strutture sanitarie con utilizzo frequente.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve il pad sotto gesso?**

Serve come imbottitura protettiva tra la pelle e il gesso per migliorare comfort e sicurezza.

### **Il materiale è traspirante?**

Sì, la struttura porosa favorisce la ventilazione e il comfort cutaneo.

### **È compatibile con tutti i gessi?**

Sì, è idoneo per l'utilizzo con i principali materiali da ingessatura.

### **La confezione quante unità contiene?**

La confezione include 12 pezzi da 7,5 cm x 2,7 m ciascuno.

Pad sotto gesso 3M 7,5 cm x 2,7 m in cotone sintetico poroso e conformabile. Ideale per ingessature e protezione cutanea. Confezione da 12 pezzi.