

## **PAD SOTTO GESSO 10 cm x 2,7 m conf. 12 pz.**



Cotonina Sintetica Antidecubito 3M™ • Codice 3M: MW04 • Dimensioni: 10 cm x 2,7 m  
Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile. Resistente, ma facile da strappare. - Cotonina sintetica per ingessature - Cotonina in poliestere non tessuto, porosa e altamente conformabile - Facile da strappare - Idonea per l'utilizzo con tutti i materiali in gesso