

DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M

4,5x4,7 cm conf. 50 pz.



DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M™ Codice 3M™: 1500NG Dispositivo nasogastrico 4,5x4,7 cm - piccolo Minimo vendita: conf. da 50 Il Dispositivo di fissaggio nasogastrico 3M™ fornisce un fissaggio sicuro per sondini di alimentazione e altri sondini che somministrano terapie per via nasale. Questo dispositivo di fissaggio di sondini nasogastrici è una soluzione di facile impiego che contribuisce a prevenire le lesioni dovute alla pressione e a ridurre al minimo il rischio di lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali (MARSI). - fissaggio più sicuro: l'adesivo rimane attaccato in posizioni difficili fino a 48 ore - delicatezza sulla cute: riduce il rischio di lesioni da pressione consentendo al sondino nasogastrico di pendere liberamente - delicatezza sulla cute: offre l'efficacia di fissaggio necessaria minimizzando nel contempo i danni alla cute - facilità d'impiego: facile da applicare e rimuovere, consente di standardizzare la tecnica di applicazione - trasparenza: offre la visibilità della cute, dei sondini nasali e degli altri sondini, agevolando la valutazione - la linguetta non adesiva all'estremità della coda facilita la rimozione