

## DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M

### 5,7x7,3 cm conf. 50 pz.



DISPOSITIVO DI FISSAGGIO NASOGASTRICO 3M™ Codice 3M™: 1501NG Dispositivo nasogastrico 5,7x7,3 cm - grande Minimo vendita: conf. da 50 Il Dispositivo di fissaggio nasogastrico 3M™ fornisce un fissaggio sicuro per sondini di alimentazione e altri sondini che somministrano terapie per via nasale. Questo dispositivo di fissaggio di sondini nasogastrici è una soluzione di facile impiego che contribuisce a prevenire le lesioni dovute alla pressione e a ridurre al minimo il rischio di lesioni cutanee correlate agli adesivi medicali (MARSI).

- fissaggio più sicuro: l'adesivo rimane attaccato in posizioni difficili fino a 48 ore
- delicatezza sulla cute: riduce il rischio di lesioni da pressione consentendo al sondino nasogastrico di pendere liberamente
- delicatezza sulla cute: offre l'efficacia di fissaggio necessaria minimizzando nel contempo i danni alla cute
- facilità d'impiego: facile da applicare e rimuovere, consente di standardizzare la tecnica di applicazione
- trasparenza: offre la visibilità della cute, dei sondini nasali e degli altri sondini, agevolando la valutazione
- la linguetta non adesiva all'estremità della coda facilita la rimozione