

STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 3 litri



STERILIZZATRICE AD ARIA CALDA TITANOX - 3 l Struttura esterna in acciaio inossidabile. Struttura interna, griglia, bacinella traforata estraibile, porta e controporta interamente in acciaio inox. Struttura interna e porta con guarnizione in gomma al silicone atossica, coibentate con fibra di vetro. Resistenza corazzata in acciaio inossidabile. Temporizzatore 0-120 minuti che disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato. Termostato di sicurezza. Spia luminosa verde (sulla destra) che indica l'inserimento della linea. Spia luminosa verde (sulla sinistra) che indica la resistenza in funzione. Fornita con manuale in GB, FR, IT (ES su richiesta). Made in Italy.

Capacità: 3 l Temporizzatore: 0 - 120 minuti Termometro a sonda: 0° - 200°C Termoregolatore a sonda: 0° - 200°C Tensione di esercizio: 230 V-50/60 Hz Misure esterne: 400x295xh 170 mm Misure interne: 300x125xh 80 mm Classificazione: Dispositivo medico Classe IIB, UE 2017/745