

STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 20 litri



STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX • Unità: Standard • Capacità: 20 litri • Misure esterne (mm): 570x345xh 400 • Misure interne (mm): 405x255xh 210 Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave. Unità standard: doppia resistenza per raggiungere più rapidamente temperature elevate. Struttura esterna e parte anteriore interamente in acciaio inox, compresa la porta tamburata fortemente isolata con materiale non conduttore. Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato
Termometro a sonda: 0° - 200° Termoregolatore a sonda: 0° - 200° Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz