

STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 20 litri



STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX

- Unità: Standard
- Capacità: 20 litri
- Misure esterne (mm): 570x345xh 400
- Misure interne (mm): 405x255xh 210

Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave.

Unità standard: doppia resistenza per raggiungere più rapidamente temperature elevate.

Struttura esterna e parte anteriore interamente in acciaio inox, compresa la porta tamburata fortemente isolata con materiale non conduttore.

Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

FAQ - Domande e Risposte

Che tipo di sterilizzazione utilizza?

Utilizza aria calda (sterilizzazione a secco), senza vapore o liquidi.

Per quali strumenti è adatta?

Per strumenti metallici e dispositivi resistenti alle alte temperature.

È adatta per uso professionale?

Sì, è ideale per studi medici, ambulatori e centri estetici.

Si possono impostare tempo e temperatura?

Sì, grazie a timer e termoregolatore integrati.

Richiede manutenzione particolare?

Solo pulizia periodica e corretto utilizzo secondo le istruzioni.

Sterilizzatrice a secco Titanox 20 litri in acciaio inox.

Sterilizzazione ad aria calda con timer e termoregolatore.

- Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato
- Termometro a sonda: 0° - 200°
- Termoregolatore a sonda: 0° - 200°
- Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz