

STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 60 litri



STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX • Unità: Standard • Capacità: 60 litri • Misure esterne (mm): 705x450xh 475 • Misure interne (mm): 535x320xh 345 Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave. Unità standard: doppia resistenza per raggiungere più rapidamente temperature elevate. Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato
Termometro a sonda: 0° - 200° Termoregolatore a sonda: 0° - 200° Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz