

STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX TERMOVENTILATA 20 litri



STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX • Unità: Termoventilata • Capacità: 20 litri •
Misure esterne (mm): 570x345xh 400 • Misure interne (mm): 405x255xh 210 Struttura
interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave. Unità
termoventilata: per garantire l'uniformità della temperatura all'interno della camera di
riscaldamento e permettere la circolazione dell'aria, il dispositivo è munito di una ventola
cablata sempre in funzione, sia durante il ciclo di riscaldamento sia durante le pause di
raffreddamento. - termostato di sicurezza - ventola per ventilazione forzata - doppia
lampadina di controllo Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta)
e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

Temporizzatore: 0-120 minuti, disinserisce l'apparecchio alla fine del tempo programmato
Termometro a sonda: 0° - 200° Termoregolatore a sonda: 0° - 200° Tensione di esercizio: 230 V -
50/60 Hz