

STERILIZZATRICE A SECCO TITANOX 60 litri



STERILIZZATRICI AD ARIA CALDA TITANOX • Unità: Digitale • Capacità: 60 litri • Misure esterne (mm): 705x450xh 475 • Misure interne (mm): 535x320xh 345 Struttura interna e ripiani regolabili in altezza interamente in acciaio inox. Chiusura a chiave. Unità digitale: tunnel di aerazione regolabili, posti sul lato destro in basso e sul lato sinistro in alto per la regolazione e circolazione dell'aria calda, utile per un raffreddamento rapido dell'apparecchio. - funzionamento elettronico C.P.S. - distribuzione ottimale del calore - indicazione automatica di eventuali problemi di alimentazione (in caso di mancata tensione di rete, il programma riparte dall'inizio) - termostato di sicurezza Tutti i modelli sono forniti con manuale in: GB, FR, IT (ES su richiesta) e 2 vassoi regolabili in altezza. Made in Italy.

Modalità funzionamento: continua (standby) o temporizzata Temporizzatore: 0 - 250 minuti
Tensione di esercizio: 230 V - 50/60 Hz