

## STERILIZZATRICE A SECCO "GIMETTE 28" - 28 litri



GIMETTE 28 - sterilizzatrice a secco. Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C. La struttura è in acciaio inox. Esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. I 4 vassoi sono in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell'aria calda. Capacità: circa 28 litri. Un secondo termostato di sicurezza interviene controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230°C. La spia rossa indica un'eventuale anomalia del termoregolatore e quindi l'inserimento in attività del termostato di sicurezza.

- Misure interne mm: 380 x 250 x 260 • Volume approx: 28 dm<sup>3</sup> • Misure esterne mm: 550 x 340 x 400 • Peso: 17 kg • Assorbimento: 500 W • Alim: 230V - 50/60 Hz • Fusibili: 2 x 4 A (35621-28) 2 x 8 A (35629) • Termostato: automatico con capillare a liquido di espansione • Timer: meccanico da 0 a 120 minuti + posizione manuale • Termometro: di alta precisione con bulbo capillare • 2° Termostato: bimetallo omologato • Spie: verde-temporiz. arancio-riscaldamento rossa-allarme • Costruita secondo le normative vigenti. • Produzione Italiana • Manuale in IT, GB, FR.