

STERILIZZATRICE A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL 0,1 I



STERILIZZATRICE A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL 0,1 I

Le sterilizzatrici a sfere di quarzo sono ideali per sterilizzare strumenti chirurgici, eliminando la presenza di batteri, spore e microrganismi. Garantiscono una sterilizzazione rapida ed efficace a 240° C in 30 secondi. La struttura è interamente in acciaio con rivestimento epossidico; la camera è in acciaio inossidabile. Isolamento termico ottenuto con fibra di vetro. Classe II b. Fornite con tappo, sacchetto di sfere di quarzo e manuale in GB, FR, IT, ES, DE. Made in Italy.

Grazie al sistema a sfere di quarzo riscaldate, raggiunge temperature elevate (fino a circa 240°C), garantendo una sterilizzazione efficace in tempi ridotti, generalmente in circa 30 secondi. Questo la rende perfetta per utilizzi frequenti e operazioni che richiedono rapidità e continuità.

La struttura è realizzata in acciaio con rivestimento epossidico, mentre la camera interna in acciaio inox assicura resistenza e igiene. L'isolamento termico in fibra di vetro contribuisce a mantenere la temperatura costante e a migliorare la sicurezza durante l'uso.

Compatta e facile da utilizzare, rappresenta una soluzione pratica per la sterilizzazione quotidiana di strumenti come pinze, forbici e utensili metallici.

Caratteristiche principali

Capacità: 0,1 litri

Sistema a sfere di quarzo per sterilizzazione rapida

Temperatura elevata fino a circa 240°C

Tempo di sterilizzazione: circa 30 secondi

Struttura in acciaio con rivestimento epossidico

Camera interna in acciaio inox

Isolamento termico in fibra di vetro

Ideale per strumenti metallici di piccole dimensioni

FAQ - Domande e Risposte

Quanto tempo serve per sterilizzare?

Circa 30 secondi per strumenti di piccole dimensioni.

Che tipo di strumenti posso usare?

Strumenti metallici come pinze, forbici e utensili simili.

È adatta per uso professionale?

Sì, è ideale per ambulatori, studi medici ed estetici.

Raggiunge temperature elevate?

Sì, fino a circa 240°C per una sterilizzazione efficace.

Serve manutenzione particolare?

Solo la normale sostituzione delle sfere di quarzo nel tempo.

Sterilizzatrice a sfere di quarzo Micro Steril 0,1L.

Sterilizzazione rapida a 240°C in 30 secondi.

Ideale per strumenti metallici in ambito medico ed estetico.

- Tensione di esercizio: 230 V
- Dimensioni interne: Ø 50xh 45 mm
- Dimensioni esterne: 140x145xh 150 mm
- Capacità: 0,10 l
- Potenza max: 70 W
- Timer: -