

STERILIZZATRICE A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL 0,2 l con timer



STERILIZZATRICE A SFERE DI QUARZO MICRO STERIL 0,2 l con timer Le sterilizzatrici a sfere di quarzo sono ideali per sterilizzare strumenti chirurgici, eliminando la presenza di batteri, spore e microrganismi. Garantiscono una sterilizzazione rapida ed efficace a 240° C in 30 secondi. La struttura è interamente in acciaio con rivestimento epossidico; la camera è in acciaio inossidabile. Isolamento termico ottenuto con fibra di vetro. Timer da 0 a 30 secondi. Classe II b. Fornite con tappo, sacchetto di sfere di quarzo e manuale in GB, FR, IT, ES, DE. Made in Italy.

Tensione di esercizio: 230 V Dimensioni interne: Ø 70xh 60 mm Dimensioni esterne: 145x190xh 155 mm Capacità: 0,20 l Potenza max: 100 W Timer: 0-30 secondi