

FILTRO ANTIBATTERICO per Autoclave Europa, Andromeda



FILTRO ANTIBATTERICO per Autoclave

Filtro antibatterico per autoclave Alia B, Andromeda, Europa B (35675/76 - 35651/62 - 35653/57).

Compatibile anche con W&H, Cominox, Mocom, Mediline, Euronda.

Il Filtro Antibatterico per Autoclave Europa Andromeda è un ricambio professionale progettato per garantire il corretto funzionamento delle autoclavi utilizzate nei processi di sterilizzazione. Realizzato secondo elevati standard qualitativi, contribuisce a mantenere l'efficienza operativa dell'apparecchiatura e a preservare le prestazioni del sistema nel tempo.

Questo filtro è compatibile con diversi modelli di autoclavi, tra cui Alia B, Andromeda, Europa B ed Europa B Plus, rappresentando una soluzione pratica per la manutenzione

periodica delle apparecchiature dedicate alla sterilizzazione professionale.

La sostituzione regolare del filtro antibatterico aiuta a mantenere elevati livelli di sicurezza e affidabilità, favorendo il corretto funzionamento dell'autoclave e contribuendo alla protezione dei componenti interni del dispositivo.

Ideale per studi medici, studi dentistici, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie che utilizzano autoclavi per la sterilizzazione degli strumenti, questo accessorio rappresenta un elemento fondamentale per una corretta gestione delle apparecchiature.

FAQ - Domande e Risposte

Con quali autoclavi è compatibile il filtro?

È compatibile con Alia B, Andromeda, Europa B ed Europa B Plus.

A cosa serve il filtro antibatterico?

Contribuisce al corretto funzionamento dell'autoclave e alla protezione del sistema durante il processo di sterilizzazione.

Quando va sostituito?

La sostituzione deve essere effettuata secondo le indicazioni del produttore dell'autoclave.

È un ricambio originale compatibile?

Si tratta di un ricambio progettato per i modelli indicati dal produttore.

In quali ambienti viene utilizzato?

In studi dentistici, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie dotate di autoclavi professionali.

Filtro antibatterico compatibile con autoclavi Europa, Andromeda ed Europa B.

Ricambio professionale per garantire efficienza e sicurezza nei processi di sterilizzazione.