

AUTOCLAVE PRESTIGE 9 L - 9 litri



Le autoclavi sono prodotte con i migliori materiali disponibili sul mercato, forniti e testati dalla Du Pont. Grande importanza è stata data all'aspetto della sicurezza: le autoclavi sono conformi alle rigide norme inglesi ed alle normative internazionali, inoltre ci sono 5 diversi livelli di controllo elettrico e della pressione che agiscono durante ogni ciclo. - Ciclo fisso 11 minuti a 126°C - Affidabile: garanzia a vita dell'elemento riscaldante - Efficace: approvata dall'Istituto Pasteur di Parigi e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - Portatile e di forma compatta - Sicura: 5 differenti livelli di protezione agiscono anche in assenza dell'utente - Principio di sterilizzazione unico e sicuro, approvato dall'OMS: PRESSIONE + VAPORE (no vuoto) - Fornita con cestello - Apparecchio ideale per ambulatori, cliniche, reparti ospedalieri, scuole, parrucchieri, veterinari ed ottici - Certificato di collaudo personalizzato per ogni apparecchio - Conforme a: IEC 601, DIN 58946, EMC, UL 544, BS3970 parte 4, ESCHLE

- Capacità: : 9 l • Dimensioni interne camera (D/H) 210/236 • Lunghezza massima strumento (diagonale): 228 mm • Portata massima: 3 kg • Larghezza/altezza: 340/335 mm • Tempo di sterilizzazione: 11 minuti • Durata ciclo: 22 minuti • Pressione operativa: 1.40 bar • Temperatura operativa: 126°C • Alimentazione: 230V - 50-60 Hz • Potenza: 1500 W • Produzione inglese • Garanzia 1 anno