

## **AUTOCLAVE PRESTIGE 12 L con manometro - 12 litri**



AUTOCLAVI PRESTIGE - classe N • Autoclave Prestige 12 litri con manometri pressione e temperatura Prestige è una delle autoclavi automatiche più economiche e più vendute sul mercato; la sua eccellente reputazione è dovuta all'affidabilità, alla durata nel tempo, alla sicurezza e alla qualità. - metodo raccomandato dai professionisti del settore sanitario di tutto il mondo, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - ogni autoclave è testata al computer e rilasciata con un certificato di performance originale - coperchio con misuratore di pressione e temperatura Raccomandata per il controllo delle infezioni non solo negli ospedali e negli studi medici e dentistici, ma anche negli studi veterinari, negli studi di podologia, nei centri estetici, nei saloni di tatuaggi, nei centri di agopuntura, nei laboratori, nelle scuole. Conforme a IEC 61010 (sicurezza prodotti), BS 3970 parte 4 (solo contenitore a pressione), BS 5500 (contenitore a pressione). Fornita con cestello e manuale multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, NL, DK, NO, SE, GR.

Capacità: 12 l Dimensioni interne camera (P/H) 210/270 Lunghezza max strumento (diagonale): 268 mm Portata massima: 4 kg Larghezza/altezza: 340/420 Tempo di sterilizzazione: 11 minuti Durata ciclo (nominale): 22 minuti Pressione di esercizio: 1,40 bar Temperatura di sterilizzazione: 126 °C Tensione di esercizio: 230 V - 50-60 Hz - Potenza 1.250 Wat