

**ROTOLI PIATTI ELINE 200 m x 100 mm - autoclave
conf. 4 pz.**



ROTOLI PIATTI per la sterilizzazione a vapore o ad ossido di etilene • Rotoli piatti • Esterno: 200 m x 100 mm • Interno: 200 m x 78 mm Pellicola trasparente in poliestere/polipropilene e carta medica che consente la penetrazione del vapore e del gas in fase di sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione. Made in Italy.