

**ROTOLI A SOFFIETTO ELINE 100m x 250mm x
32.5mm conf. 2 pz.**



ROTOLI A SOFFIETTO per la sterilizzazione a vapore o ad ETO • Rotoli a soffietto • Esterno (m x mm x mm): 100x250x32,5 • Interno (m x mm x mm): 100x228x32,5 Costruiti in pellicola PET 12/PP 40 verde e carta medica bianca 60 g. Ideali per sterilizzare oggetti voluminosi. Made in Italy.