

## **ROTOLI VIRANTI PER AUTOCLAVE 19 mm x 50 m 12 rotoli**



La gamma di nastri GIMA è formulata specificatamente per l'imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che l'imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. Il rivestimento dei differenti nastri è costituito da carta impregnata particolarmente resistente, la quale garantisce una malleabilità eccellente durante l'applicazione. Questi nastri sterili si srotolano facilmente e possono essere strappati a mano senza alcuna difficoltà. Adesivi speciali, specificatamente formulati per resistere ad alti livelli di temperatura ed umidità, assicurano un'aderenza perfetta a carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino. Ciascun nastro è confezionato singolarmente con data di scadenza. Produzione italiana.

Colore iniziale: verde chiaro

- Sterilizzazione a 121 °C - 10 minuti: da chiaro a verde scuro
- Sterilizzazione a 134 °C - 2 minuti: da chiaro a medio/verde scuro