


TEST AUTOCLAVE STEAM STAR conf. 1000 pz.



Indicatore per sterilizzazione in autoclave a vapore acqueo sotto pressione da 1 a 2 bar 120°C/135°C. Nessuna condizione particolare di stoccaggio. Sicurezza ed affidabilità. Produzione Giapponese. La scritta "Sterilisé" e il disegno di tre stelle virano dal rosa al marrone ad indicare l'efficacia della sterilizzazione a 121°C per 15 minuti o a 134°C per 3 minuti e 30" e al nero ad indicare un margine di sicurezza a 121°C per 20 minuti e 134°C per 5 minuti.