

BUSTE AUTOSIGILLANTI ELINE 90X230 mm conf. 2400 pz.



BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO Pellicola trasparente di poliestere-polietilene verde accoppiato a carta medica che permette la penetrazione del vapore e del gas durante la sterilizzazione. Gli indicatori di vapore e gas cambiano colore quando esposti alla sterilizzazione. 1. Gli angoli rinforzati impediscono alla polvere di accumularsi vicino all'apertura, riducendo il rischio di contaminazione del contenuto all'atto dell'apertura. 2. La pellicola trasparente è conforme allo standard tedesco EN 10/204. La carta medica è conforme ai seguenti standard: DIN 58953 (Tedesco), Pharmacopea 589 (Francese), pr EN 868-3 (Europeo) e BS 6256 (Inglese). 3. Gli chevron consentono una rapida e corretta apertura delle buste, le quali sono inoltre contrassegnate con il corretto senso di apertura. 4. Le buste sono costituite da uno strato di pellicola trasparente laminata (un tipo speciale di poliestere e polipropilene copolimero) e carta bianca medica Kraft resistente all'umidità, appositamente progettati per garantire un'elevata protezione antibatterica. 5. La saldatura "Multiline" è resistente e duratura; le linee di saldatura sono equamente spaziate e quella esterna corre lungo l'intera lunghezza della busta in modo da assicurare la massima tenuta. Tutti i rotoli e le buste sono certificati e costruiti secondo DIN 58953 BS 6871, EN 868-5, CN 13485 • Autosaldanti (confezionate in scatola da 200 buste all'interno del cartone) • Esterno (m x mm): 90 x 230 • Interno (m x mm): 68 x 215