


## **TERMOSIGILLATRICE GIMA GD-301 EVO - completa**



EVO GD-301 TERMOSALDATRICE - versione completa, con porta rotolo, taglierina e piano di lavoro. Termosaldatrice manuale per la saldatura di buste e rotoli medicali a norme DIN 58953-7.2008. Nuovi modelli con 3 elementi riscaldanti in ceramica per una saldatura più rapida e accurata e un sistema di entrata e uscita migliorata per mantenere la pellicola piatta ed evitare che si muova eccessivamente all'interno della macchina. Di dimensioni estremamente ridotte si adatta perfettamente all'utilizzo in studi dentistici, medici e veterinari. Barra saldante da 300 mm azionata da una leva manuale. Saldatura a calore continuo termo controllato. Design verticale per ridurre gli ingombri. Integrata con un porta rotoli removibile che può essere posizionato anche separatamente alla saldatrice. Utilizzabile soltanto con laminati di carta PP medica e/o buste di plastica indicate per la sterilizzazione al vapore.

Saldatura: 12 mm Lunghezza saldatura: 300 mm Saldatura a calore continuo termo controllato  
Tagliatore incorporato Temperatura e tempo di saldatura fissi Azionamento manuale Alimentazione:  
230V / 50 / 60 Hz monofase Assorbimento: 900 W Grado di protezione: IP 20 Dimensioni della  
saldatrice: 452x248x146 mm Dimensioni del porta rotoli: 458x412x242 mm