


BOWIE DICK HELIX TEST conf. 100 pz.



CONFEZIONE TEST HELIX DI BOWIE E DICK • conf. da 100 pz • include: borsa in cotone, dispositivo a elica (tubo 1,5 m), 100 test e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES) I dispositivi Helix e i loro indicatori hanno dimostrato che individuano i guasti durante ogni ciclo molto prima di altri indicatori/integratori chimici. La normativa EN 285:2009 specifica che i test di Helix (Hollow A) devono essere usati come i test di Bowie e Dick così come monitoraggio dei lotti quando gli ospedali sterilizzano carichi contenenti strumenti con cavità. Inoltre il test Helix di Bowie e Dick è obbligatorio per gli sterilizzatori di classe B Bench Top Steam. - conforme alla normativa ISO 11140 - 1 tipo 2 - EN 867 parte 5 classe B - chiara transizione del colore in rosa - facile da interpretare e documentare - non tossico/senza piombo - PCD garantito per 500 cicli (134°C - 3,5 min)