

INTEGRATORE MOVING FRONT CLASSE 5 conf. 1000 pz.



INTEGRATORE MOVING FRONT DI TIPO 5 • conf. da 1.000 pz • non tossico/senza piombo Gli integratori Moving Front 134°C -3,5 min restituiscono la migliore interpretazione possibile in caso di qualsiasi guasto nei cicli di sterilizzazione a vapore. Se la temperatura non viene raggiunta o il tempo di mantenimento è troppo breve il colore scuro non raggiungerà l'area di accettazione. Conforme alla normativa ISO 11140 - tipo 5. Manuale d'uso in GB, IT, FR, ES.

- durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione
- confezione in alluminio bianco, sacchetto richiudibile
- risultato di facile interpretazione
- area di indicazione sigillata