


TEST STERILIZZAZIONE CLASSE 5 conf. 500 pz.



INDICATORE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE TIPO 5 • conf. da 500 pz • non tossico/senza piombo Permette di riconfermare le condizioni di sterilizzazione all'interno di vassoi o contenitori. Integratore di vapore: 134° C - 3,5 min, 121 °C - 15 min. Conforme alla normativa ISO 11140 - tipo 5. Confezione e manuale d'uso in GB, IT, FR, ES, PT, GR, DE. - durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione - confezionati in cartone di facile erogazione - chiara transizione degli indicatori da blu a rosa