

## **INTEGRATORE CHIMICO COMPLY STERIGAGE 3M - 1243A conf. 1000 pz.**



INTEGRATORE CHIMICO 3M™ COMPLY™ STERIGAGE™ - 1243A - conf. da 1.000 Integratore di Classe 5 conforme ai requisiti della norma ANSI/ AAMI/ISO 11140-1:2005. - la tecnologia Moving Front Ink fornisce un risultato di accettazione o di rifiuto di facile lettura - utilizzabile nei cicli di sterilizzazione a vapore 118-138°C (250-275°F) - risposta correlata a un indicatore biologico secondo tre rapporti tempo/temperatura in condizioni ideali di sterilizzazione a vapore - identifica strumenti non sterili prima che entrino nel campo sterile - aiuta a identificare gli errori nel processo di sterilizzazione isolando i problemi dei singoli pacchetti Indicatore con finestra dimensioni 2 mm x 3,7 cm