

NASTRO INDICATORE SENZA PIOMBO 3M COMPLY - 1322 conf. 28 pz.



3M™ COMPLY™ NASTRO INDICATORE SENZA PIOMBO 1322 - 18 mm x 55 m - conf. da 28 rotoli Costituito da adesivo, supporto e strisce di inchiostro indicatore chimico. Adesivo forte e sensibile alla pressione, studiato per aderire a vari involucri, compresi quelli in tessuto grezzo, TNT monouso, carta e plastica per sigillare l'imballaggio durante la sterilizzazione a vapore. Il supporto in carta crespa monouso beige consente l'allungamento necessario per l'espansione dell'imballaggio. L'inchiostro indicatore chimico a righe mostra un cambiamento di colore da biancastro/beige a marrone scuro/nero quando viene esposto a sterilizzazione. - senza lattice di gomma naturale - adesivo affidabile di alta qualità - l'inchiostro senza piombo consente di evitare problemi di smaltimento dei rifiuti pericolosi - supporto allungabile che non si stacca durante la sterilizzazione - possibilità di apporre scritte o etichette prestampate