

ROTOLI PIATTI 200 m x 75 mm AUTOCLAVE conf. 8 pz.



ROTOLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO - 200 m Dimensioni esterne: 200 m x 75 mm Rotoli per sterilizzazione prodotti con i migliori materiali certificati: carta medica ad alta grammatura (60 g/m²) e doppio strato di pellicola di polietilene/polipropilene (55 g/m²), in conformità al Regolamento (UE) sui dispositivi medici 2017/745. Appositamente studiati per garantire un'elevata protezione antibatterica per la sterilizzazione medica. Garantiscono una sigillatura costante durante la sterilizzazione, estrema facilità di apertura senza rilascio di fibre e senza strappi, e il mantenimento adeguato della sterilità. Dispositivo medico di Classe I. Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione: - Vapore: da azzurro a verde - Ossido di etilene: da rosa ad arancione - Formaldeide: da verde a giallo