

ROTOLE PIATTI 200 m x 300 mm AUTOCLAVE conf. 2 pz



ROTOLE PIATTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO - 200 m

Dimensioni esterne: 200 m x 300 mm

Rotoli per sterilizzazione prodotti con i migliori materiali certificati: carta medica ad alta grammatura (60 g/m²) e doppio strato di pellicola di polietilene/polipropilene (55 g/m²), in conformità al Regolamento (UE) sui dispositivi medici 2017/745.

Appositamente studiati per garantire un'elevata protezione antibatterica per la sterilizzazione medica.

Garantiscono una sigillatura costante durante la sterilizzazione, estrema facilità di apertura senza rilascio di fibre e senza strappi, e il mantenimento adeguato della sterilità.

Dispositivo medico di Classe I.

Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione:

- Vapore: da azzurro a verde
 - Ossido di etilene: da rosa ad arancione
 - Formaldeide: da verde a giallo
-

FAQ - Domande e Risposte

A cosa servono questi rotoli?

Servono per confezionare strumenti da sterilizzare in autoclave.

Possono essere tagliati a misura?

Sì, il formato in rotolo permette tagli personalizzati.

Sono compatibili con tutte le autoclavi?

Sono compatibili con autoclavi a vapore standard.

Come verifico la sterilizzazione?

Grazie agli indicatori chimici che cambiano colore.

Sono adatti per uso professionale?

Sì, sono progettati per ambito sanitario e professionale.

Rotoli per sterilizzazione autoclave 200x300 mm conf. 2 pz con indicatori chimici.
Soluzione professionale per confezionamento sicuro strumenti medicali.