

BUSTE AUTOSIGILLANTI 70x230 mm conf. 4000 pz.



BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO Dimensioni esterne: 70 x 230 mm Minimo vendita: 4.000 (Confezionate in scatole da 200 buste) Le buste autosaldanti forniscono una sigillatura molto resistente e distribuita equamente (multilinee). Le buste hanno una banda adesiva con il sistema innovativo "finger-lift" che ne facilita l'uso. Sistema di doppio controllo: l'indicatore di sterilizzazione doppio (interno ed esterno) garantisce un elevato controllo del processo di sterilizzazione. Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione: - vapore: da azzurro a verde - ossido di etilene: da rosa ad arancione - formaldeide: da verde a giallo Dispositivo medico di Classe I.