

BUSTE AUTOSIGILLANTI 140x250 mm conf. 2000 pz



BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO

Dimensioni esterne: 140 x 250 mm Minimuo vendita: 2.000 (Confezionate in scatole da 200 buste)

Le buste autosaldanti forniscono una sigillatura molto resistente e distribuita equamente (multilinee). Le buste hanno una banda adesiva con il sistema innovativo "finger-lift" che ne facilita l'uso. Sistema di doppio controllo: l'indicatore di sterilizzazione doppio (interno ed esterno) garantisce un elevato controllo del processo di sterilizzazione. Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione: - vapore: da azzurro a verde - ossido di etilene: da rosa ad arancione - formaldeide: da verde a giallo Dispositivo medico di Classe I.

Prodotto conforme agli standard per dispositivi di confezionamento per sterilizzazione in autoclave, indicato esclusivamente per uso professionale sanitario.

FAQ - Domande e Risposte

È necessario utilizzare una termosaldatrice?

No, le buste sono autosigillanti con banda adesiva integrata.

Sono compatibili con autoclave a vapore?

Sì, sono progettate per sterilizzazione in autoclave.

Dispongono di indicatori di sterilizzazione?

Sì, presentano indicatori chimici di processo.

Qual è la dimensione delle buste?

Il formato è 140x250 mm.

Quanti pezzi contiene la confezione?

La confezione include 2000 buste.