

## **BUSTE AUTOSIGILLANTI 230x365 mm conf. 1000 pz.**



BUSTE AUTOSALDANTI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE O ETO Dimensioni esterne: 230 x 365 mm Minimo vendita: 1.000 (Confezionate in scatole da 200 buste) Le buste autosaldanti forniscono una sigillatura molto resistente e distribuita equamente (multiline). Le buste hanno una banda adesiva con il sistema innovativo "finger-lift" che ne facilita l'uso. Sistema di doppio controllo: l'indicatore di sterilizzazione doppio (interno ed esterno) garantisce un elevato controllo del processo di sterilizzazione. Gli indicatori presentano un netto cambiamento di colore a seguito dell'esposizione al processo di sterilizzazione: - vapore: da azzurro a verde - ossido di etilene: da rosa ad arancione - formaldeide: da verde a giallo Dispositivo medico di Classe I.